



**BEEINDRUCKENDE ÄSTHETIK  
IN EINEM SCHRITT!**

POLYCHROMATISCHE KRONEN, BRÜCKEN UND GERÜSTE AUS  
ZIRKON. REPRODUZIERBAR, SCHNELL UND HOCHÄSTHETISCH.

**KATANA™ Zirconia Multi-Layered Disc**



## VERKÜRZTER PRODUKTIONSABLAUF MIT KATANA™ ZIRCONIA ML



### KATANA™ ZIRCONIA ML – INNOVATIVES ZIRKON MIT INTEGRIERTER FARBABSTUFUNG!

Diese Zirkon-Scheibe besteht aus vier vorgefärbten Schichten. Sie repräsentieren die natürlichen Zahnfarben und ermöglichen es Ihnen, eine natürliche zahnähnliche Restauration zu erstellen. Nun können Sie wahrlich beeindruckende Restaurationen mit Zirkon herstellen!

### KATANA™ ZIRCONIA ML LIEFERT BEEINDRUCKENDE ERGEBNISSE – SOFORT!

Ohne die typischen Arbeitsschritte wie Eintauchen, Bemalen oder Trocknen kann der Sinterprozess umgehend gestartet werden. Nach dem Polieren oder Glasieren erstellen Sie bemerkenswerte Restaurationen unter standardisierten Bedingungen! Die Produktionsschritte werden auf ein Minimum reduziert!

### REPRODUZIERBARKEIT DER FARBEN FÜR KRONEN, BRÜCKEN UND GERÜSTE DURCH INTEGRIERTE FARBABSTUFUNGEN!


KATANA™ – die Noritake-Marke für leistungsstarkes Zirkon – hat sich in wissenschaftlichen Studien bewährt\*. Die Reproduzierbarkeit wurde weiterentwickelt, und mit KATANA™ ZIRCONIA ML sind vorhersehbare und ästhetische Ergebnisse nun besonders einfach zu erzielen.

\* „Accelerated aging characteristics of three yttria-stabilized tetragonal zirconia polycrystalline dental materials“ Brian D. Flinn, Dirk A. de Groot, Lloyd A. Mancl, PhD, Ariel J. Raigrodski; (Prosthet Dent 2012;108:223-230)

## ERGEBNISSE MIT KATANA™ ZIRCONIA ML




KATANA™ ZIRCONIA ML  
vollanatomische Kronen mit Glasur



1 KATANA™ ZIRCONIA ML Gerüst  
2 KATANA™ ZIRCONIA ML mit CZR verblendet



KATANA™ ZIRCONIA HT (Hohe Transluzenz) ist ebenfalls erhältlich.



### Technische Details:

- Vorgesinterte Scheibe mit Nut
- Durchmesser: 98,5 mm
- Dicke: 14 mm, 18 mm, 22 mm
- Biegefestigkeit: 1050-1100 MPa
- Bruchzähigkeit: 5 MPa√m

Bei vollanatomischen Kronen können sowohl die Poller-, Mal- sowie Glasurtechnik angewendet werden. Für KATANA™ ZIRCONIA ML Gerüste wird eine Teil- oder Kompletterblendung (z.B. CERABIEN™ ZR) empfohlen.

Informationen zum gesamten KATANA™ Produktsortiment finden Sie auf unserer Website: [www.kuraray-dental.eu](http://www.kuraray-dental.eu)

### IHR KONTAKT

Kuraray Europe GmbH  
BU Medical Products  
Philipp-Reis-Strasse 4  
65795 Hattersheim am Main

Telefon: +49 (0) 69-305 35 835  
Fax: +49 (0) 69-305 98 35 835  
E-Mail: [dental@kuraray.eu](mailto:dental@kuraray.eu)  
Website: [www.kuraray-dental.eu](http://www.kuraray-dental.eu)

„KATANA“ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Kuraray Co. Ltd.

 **Kuraray Noritake Dental Inc.**  
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan